



PHYSIPRO®



3D-MOLDED SEATING

Owner's Manual

This booklet contains important information about this product.
Please give to the owner upon delivery.

MODELAGE 3D

Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Veuillez remettre à l'utilisateur à la livraison.

INTRODUCTION

Physipro Inc. is proud to count you among its customers and would like to thank you for the confidence you have shown by purchasing our product.

This owner's manual was created to provide you with all the information needed to allow you to use our product in a safe and optimal way. For all adjustments and settings, we strongly recommend you contact your distributor.

Physipro Inc., relieves itself of all liability should physical injury or property damage occur due to the lack of maintenance or misuse of our product, or from modifications made to the product without the prior written consent of Physipro Inc.

For Physipro Inc., your satisfaction is our highest priority.

PRODUCT INFORMATION

Date of purchase: _____

Supplier: _____

Address: _____

Telephone: _____

The product presented in this manual may not be an exact representation of your product. However, the instructions provided in this manual are still valid.

Physipro Inc. reserves the right to modify or change this manual without notice.

TABLE OF CONTENT

DESCRIPTION.....	3
COMPOSITION.....	3
WARNINGS	4
RECOMMENDATIONS.....	5
SEAT CUSHION INSTALLATION	5
BACKREST MOUNTING SYSTEM INSTALLATION	6
BACKREST CUSHION INSTALLATION	9
MAINTENANCE.....	10
WARRANTY.....	11
FRANÇAIS	12

3D-MOLDED SEATING

The 3D-Molded Seating system was developed to pinpoint the postural needs of each client.

With the use of an advanced digitalizing system, a 3D image of the client's spinal and orthopedic anatomy is captured to create a custom-made seat and/or backrest cushion.

Each molded cushion accurately encompasses the contours of the client's body while in a seated position, optimizing postural stability and comfort.

This item meets the requirements of California 116 & 117, NFPA 701, CE marking and NF EN1021-1, EN1021-2 norms.

COMPOSITION

Foam Base Options

Injected urethane foam

- Soft density - 3.4
- Firm density - 4.5

Top Layer Options

- Extra-Soft Memory Foam
- Soft Memory Foam
- Viscoelastic Foam

Seat Cover

- Stretch cover with zipper

Available Backrest Covers

- Stretch cover with zipper
- Stretch slipcover

Available Inner Covers (for Seat and Backrest)

- Waterproof transparent cover with velcro



Backrest Options

- Glued-on ABS plate
- Stimulite® Insert
- Roho® Insert
- Lateral reinforcements
- Clearance for harness installation
- Ventilation holes
- Mounting systems (installed on backposts)

Seat Options

- Stimulite® Insert
- Roho® Insert
- Gel Inserts:
 - Pebble gel
 - Cubed gel
 - Silicone gel
 - Geo-Matrix™ gel (Available in Quebec only)
- Lateral reinforcements

Waterproofing

A waterproofing spray coating can also be applied to protect the cushion's surface from damage sustained by exposure to liquids.

WARNINGS

Consult a healthcare professional: Physipro™ recommends that a health care professional such as a doctor or therapist, experienced in seating and positioning, be consulted to determine, and install the required seating system and make any necessary adjustments.

Center of gravity: Installing a cushion on a wheelchair may affect the wheelchair's center of gravity and may cause the wheelchair to tip backwards, potentially resulting in injury. To ensure optimal stability of your wheelchair after the addition of a new cushion, always assess for the potential need for anti-tips or amputee axle adapter brackets to be added or adjusted to increase stability.

Cushion dimensions: The dimensions of the cushion must be adapted to the user and the wheelchair, if not, the cushion's benefits will be reduced or eliminated.

Cushion positioning: Always verify that the cushion is properly positioned on the wheelchair. Proper positioning is essential to ensure maximum comfort and pressure relief.

Cushion and cover compatibility: The cushion cover must be well-fitted to prevent the formation of skin lesions. An oversized or undersized cover will reduce or eliminate the effectiveness of the cushion and can create an unstable surface, which can lead to a fall.

Instability/Fall risk: Never place other products or materials (except those specified in this manual) between the user and the cushion or underneath the cushion, doing so, will cause instability and increase the risk of injury from a fall.

Environment: Avoid exposing foam to fluids or moisture for prolonged periods. Avoid exposing the cushion to extreme cold or heat. Never place cushion near open flame.

Skin inspection: Cushion should be tested before prolonged use. To avoid the appearance of skin redness due to pressure points, Physipro™ recommends shifting your weight as frequently as possible and performing a pressure relief technique at least once every two (2) hours. You should regularly check (at least once a day) for skin redness especially around bony prominences. If skin redness or discoloration develops, discontinue use of the cushion. If discoloration does not disappear within thirty (30) minutes consult a healthcare professional immediately. Be aware that no cushion can substitute the need for proper skin hygiene, a balanced diet and frequent position changes.

Transport: Crash tests have not been conducted on these products and even if the mobility aid in which it is installed has obtained the ISO-717619, it will not be maintained.

RECOMMENDATIONS

Before use, verify the quality and condition of your molded seat and/or backrest cushion's components and the mounting hardware provided.

To ensure your cushion provides optimal protection and comfort and to extend your product lifespan, the following precautions should be applied.

- Physipro™ molded seat and backrest cushions are reserved exclusively for use on mobility aids (manual or power wheelchairs), do not use on other surfaces.
- Before installation, make sure the cushion is compatible with the wheelchair dimensions.
- Cushion must be installed on a good quality flat wheelchair surface.
- Use only the installation hardware provided and follow the installation process described in this manual.
- Never place a towel, a blanket, a folded bed sheet or any other material between the user and the cushion, this will diminish the cushion efficiency and increase the risk of developing skin lesions.
- Verify height of armrest. Adjustments should be made, if needed.
- Before use, let the cushion get to room temperature to limit discomfort caused by excessively hot or cold surfaces.
- Never place molded seat and/or backrest cushion near sharp object.
- Remove any foreign object (crumbs, debris, etc.) from cushion surface.
- Clean on a regular basis and visually inspect all components of the cushion periodically.

It is recommended to consult your therapist in the month following the installation of a new cushion to make sure it is efficient.

SEAT CUSHION INSTALLATION

Your molded seat cushion is easily installed with the use of velcro strips.

Two self-adhesive velcro strips are attached to two fixed velcro strips, located on the bottom of the cushion's outer cover.

Before installation:

- Make sure the seat pan is clean and dry.
 - Inspect the outer cover to ensure that the stitches are aligned with the cushion's edges.
1. Remove the protective film of the self-adhesive velcro strips.
 2. Position the cushion on the seat pan.
 3. Press down firmly on the cushion to ensure that both self-adhesive velcro strips have properly adhered to the seat pan.

BACKREST MOUNTING SYSTEM INSTALLATION

According to the selected mounting system your backrest can be installed in front of the backpost (Standard mounting system) or behind the backpost (Built-in mounting system).

Both systems include the following hardware:

4 Slot brackets

A variety of lengths allow for different mounting depths.



4 Mounting hooks

A variety of lengths allow for different mounting depths.



Mounting plate

4 Bracket anchors




4 Fixed stabilizers




Step 1: Installing the slot brackets

Required tool: 4mm Allen key

1. Place slot bracket **A** over the backrest mounting plate.
2. Put bracket anchor **B** over slot bracket **A**.
3. Position end cap **C** on the opposite side of the mounting plate.
4. Place washer **D** on screw **E** and insert screw through bracket and into the threaded end cap **C**.
5. Adjust the bracket vertically and horizontally and then firmly tighten screw **E**.
6. Repeat process for all four slot brackets.



Product should be as shown:




Note: It is important to align the right and left sides at the same level and to ensure that the vertical alignment is the same on each side.


Step 2: Installing the mouting hooks

Required tool: 3 mm Allen key

1. Align mounting hook **A** with the slot bracket **B** at the desired depth.
2. Insert screws **C** through the positionig holes of the mouting hook and the bracket slot.
3. Install washers **D** and then tighten nuts **E** firmly.
4. Repeat process for all four mounting hooks.




Product should be as shown:



Step 3: Installing the lower fixed stabilizers

Required tool: 4mm Allen Key

1. Unfasten screw **A** and nut **C**.
2. Position stabilizer **B** on the backpost as illustrated.
3. Reinsert screw **A** and place nut **C** on the end of screw **A**.
4. Position stabilizer at the desired height and firmly tighten screw **A** and nut **C**.
5. Repeat the process for the second stabilizer.




Note: Make sure both lower stabilizers are vertically aligned.




Step 4: Installing the mounting plate on the backposts

1. Place the mounting hooks **A** on the backposts.
2. Slide mounting plate assembly downwards until the lower mounting hooks **A** rest on the lower fixed stabilizers **B**.




Product should be as shown:

**Step 5: Installing the upper fixed stabilizers**

Required tool: 4mm Allen Key

1. Unfasten screws **A** and nuts **C** of both upper stabilizers.
2. Position upper stabilizers **B** on the backposts as illustrated.
3. Slide the upper fixed stabilizers **B** downwards until they rest on the upper mounting hooks **D**.
4. Firmly tighten screws **A** and nuts **C**.



BACKREST CUSHION INSTALLATION

According to the selected cushion installation, your backrest can be installed with velcro or with the ABS plate and removable screws system.

Installing backrest cushion with velcro

Your molded backrest cushion is easily installed with the use of velcro strips.

Self-adhesive velcro strips are attached to fixed velcro strips, located on the back of the cushion's cover.

Before installation:

- Make sure the backrest mounting plate is clean and dry.
- Inspect the cover to ensure that the stitches are aligned with the cushion's edges.


1. Remove the protective film of the self-adhesive velcro strips.
2. Position the backrest cushion on the mounting plate.
3. Press the backrest cushion firmly on the mounting plate to ensure that the self-adhesive velcro strips have properly adhered to the mounting plate.

Installing backrest with the glued-on ABS plate system

1. Position the molded backrest cushion with ABS plate **A** on the backrest mounting plate **B**.

Note: Make sure the mounting holes are aligned.

2. Put washers **C** on threaded knobs **D**.
3. Insert threaded knobs **D** into the mounting holes.
4. Firmly turn all 4 threaded knobs **D** to securely fasten the backrest cushion.



MAINTENANCE

Regular cleaning eliminates the accumulation of dirt and grime and may help extend the life of your cushion. It is recommended to visually inspect the components of the cushion during the cleaning process.

Cleaning the outer cover

1. Remove cover from the foam base and fasten the zipper.
2. Machine wash in cold water on the gentle cycle or hand wash with a mild detergent.
3. Allow to air dry completely.
4. Reinstall cover on the foam base.



WARNINGS

No ironing required.



Cleaning the incontinence cover

Hand wash with soapy water and use a clean dry cloth to gently wipe off excess moisture, then let air dry completely before reinstalling.

Cleaning the cushion

1. Remove the outer cover and the incontinence cover.
2. Wipe lightly with a damp cloth, without soap or detergent.
3. Use a clean dry cloth to gently press on cushion to absorb excess moisture, then let air dry completely.
4. Reinstall cover(s).



WARNINGS

Do not use soap.

Do not submerge in water.

Never place foam base in washer or dryer.

Storage

Physipro™ cushions should be stored on a flat surface, in a dry area and out of direct sunlight.

Disposal of Medical Devices

Do not burn or throw away medical devices outside of designated areas.

WARRANTY

The warranty periods for the following part(s) and component(s) of the 3D-Molded seat and/or backrest are as stated below:

- Foam base, gels and hardware: Two (2) years
- Covers and spray coating: Six (6) months

These limited warranties cover defects in material and workmanship on all standard or optional parts and components of this product, for the periods indicated above, starting from the date of shipment.

Parts and components that are replaced or repaired under one of these warranties will remain subject to the warranty for the remainder of the warranty period. Physipro Inc. agrees to repair or replace, free of charge, any defective part or component for the full duration of the warranty period.

This warranty does not apply to:

- a) Products that were misused, neglected or have not been maintained and stored in accordance with the recommendations of the manufacturer.
- b) Products that were intentionally or accidentally altered, or products that have been damaged through repairs or modifications made without the prior written consent of Physipro Inc. or of an authorized retailer.
- c) Normal wear and tear or damages caused by the user such as punctures, tears, or burns.

Warranty service

If a defect is detected during the warranty period, please contact the retailer from whom you purchased your Physipro Inc. product as soon possible. Please refrain from using your product until an inspection has been made by a qualified technician.

In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Physipro Inc. at the address listed below or send us an e-mail at order@physipro.com, please include the retailer's name and address, a brief description of the defect, the invoice date, and the products serial number, if applicable. DO NOT RETURN product prior to receiving a written return authorization from Physipro Inc.

The defective unit or parts must be returned for warranty inspection within thirty (30) days of the return authorization date at the following address:

Physipro Inc.

370, 10th Avenue South, Sherbrooke, Quebec, J1G 2R7

Exclusions and limitations

Compliance with the safety precautions and recommendations mentioned in this manual is crucial to avoid injury to the user or other persons. Inadequate or inappropriate adjustments will increase the risk of accident. It is important to thoroughly read the manual before making any adjustments. Physipro Inc. will not be held responsible for bodily injury or property damage caused by misuse or incorrect adjustments made to its product by an unqualified person. Physipro Inc. disclaims all liability for damages that occur during transportation or are the result of situations beyond its control.

The foregoing warranties are exclusive and in lieu of all other expressed warranties.

INTRODUCTION

Physipro Inc. est fier de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Date d'achat : _____

Distributeur : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Il se peut que le produit présenté dans le présent manuel ne soit pas une représentation exacte du produit que vous avez en main. Cependant, les instructions fournies dans le présent manuel sont néanmoins valides pour votre produit.

Physipro Inc. se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION.....	13
COMPOSITION.....	13
WARNINGS	14
RECOMMANDATIONS.....	15
INSTALLATION DU SIÈGE MOULÉ.....	15
INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION DU DOSSIER.....	16
INSTALLATION DU DOSSIER MOULÉ.....	19
ENTRETIEN.....	20
GARANTIE.....	21

MODELAGE 3D

Le modelage 3D est utilisé pour identifier les besoins posturaux spécifiques de chacun de nos clients.

Grâce à ce système de numérisation avancé, une image 3D de la colonne vertébrale et de l'anatomie orthopédique du client est capturée pour créer un siège et/ou dossier moulé sur mesure.

Chaque coussin moulé épouse parfaitement les contours du corps du client lorsqu'il est en position assise, optimisant ainsi la stabilité posturale et le confort.

Cet article répond aux exigences California 116 & 117, NFPA701 et aux normes NF EN1021-1, EN1021-2 et CE.

COMPOSITION

Options de densité de la base en mousse

Urethane injectée

- Densité souple - 3.4
- Densité ferme - 4.5

Options de mousse de finition

- Mousse mémoire extra-souple
- Mousse mémoire souple
- Mousse viscoélastique

Housse pour siège

- Extensible avec fermeture éclair

Housses disponibles pour dossier

- Extensible avec fermeture éclair
- Recouvrement élastique amovible


Enveloppes imperméables

(disponibles pour siège et dossier)

- Pellicule transparente à velcro

Imperméabilisation

Un revêtement imperméable par pulvérisation peut également être appliqué pour protéger la surface du coussin contre les dommages causés par l'exposition aux liquides.



Options pour dossier

- Plaque d'ABS stratifiée
- Insert Stimulite®
- Insert Roho®
- Renforts latéraux
- Dégagement pour harnais
- Trous d'aération
- Système de fixation (installé sur les montants)

Options pour siège

- Insert Stimulite®
- Insert Roho®
- Inserts en gel :
 - Gel pebble
 - Gel carrelé
 - Gel Silicone
 - Gel Geo-Matrix™ (Disponible au Québec seulement)
- Renforts latéraux

AVERTISSEMENTS

Consulter un professionnel de la santé : Physipro^{MC} recommande de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un médecin ou un ergothérapeute, expérimenté dans l'assise et le positionnement, afin de déterminer et d'installer le système d'assise requis et de procéder aux ajustements nécessaires.

Centre de gravité : Installer un nouveau coussin sur un fauteuil roulant risque de changer le centre de gravité de celui-ci, pouvant ainsi entraîner un risque de blessure. Toujours vérifier si des dispositifs d'anti-basculement ou d'adaptateurs d'essieux pour amputés doivent être ajoutés ou ajustés pour assurer la stabilité du fauteuil.

Dimension du coussin : Il est important que le coussin soit d'une grandeur adaptée pour l'utilisateur et son fauteuil, sans quoi, les bénéfices du coussin peuvent être réduits ou éliminés.

Positionnement : Toujours s'assurer que le coussin est bien positionner. Le bon positionnement du coussin est essentiel pour assurer un confort maximal et un soulagement de la pression.

Correspondance coussin et housse : Le coussin et sa housse doivent être compatibles au niveau de leur dimension. Un manque de compatibilité entre la housse et le coussin pourrait diminuer ou annuler les performances du coussin et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter. L'utilisateur pourrait également se retrouver dans une position instable et/ou chuter.

Instabilité/risque de chute : Ne pas placer d'autres produits ou matériaux (sauf tel qu'indiqué dans ce manuel sous votre coussin ou entre l'utilisateur et le coussin. L'utilisateur pourrait se retrouver dans une position instable et/ou chuter.

Environnement : Éviter les contacts humides prolongés avec la mousse. Éviter d'exposer le coussin au froid ou à la chaleur extrêmes. Ne jamais placer près d'une flamme nue.

Transport : Les tests de collision n'ont pas été effectués sur ce coussin et même si l'aide technique à la mobilité sur laquelle il est installé a obtenu ISO-717619, l'ISO ne sera pas maintenue.

Vérification de la peau : Le coussin doit être essayé avant tout usage prolongé. Afin d'éviter l'apparition de rougeurs dues à des points de pression, nous vous conseillons d'effectuer des petits changements de position aussi souvent que possible et d'utiliser une technique de soulagement des pressions au moins une fois tous les deux (2 heures). Il est également nécessaire de vérifier régulièrement (au moins une fois par jour si des rougeurs apparaissent sur votre peau, notamment autour des protubérances osseuses. Si des rougeurs ou une décoloration de la peau est observé, arrêtez l'usage du coussin immédiatement. Si la décoloration ne disparaît pas dans les trente (30) minutes, consultez un professionnel de la santé immédiatement. Soyez- conscient qu'aucun coussin ne saurait être substitué à une bonne hygiène de la peau, un régime alimentaire adapté et un changement fréquent de position.

RECOMMANDATIONS

Vérifier la qualité et la condition des composantes du coussin de siège et/ou dossier moulé ainsi que la quincaillerie d'installation fournie.

Pour assurer une protection et un confort optimal et pour prolonger la durée de vie du produit, les précautions ci-dessous doivent être appliquées :

- Les coussins de siège et de dossier moulé Physipro^{MC} sont réservés exclusivement à l'utilisation sur une aide technique à la mobilité (fauteuil à propulsion manuelle ou électrique), n'utilisez pas votre coussin moulé sur une surface inappropriée;
- Avant l'installation, vérifier la compatibilité dimensionnelle du coussin et du fauteuil roulant;
- Le coussin doit être installé sur une surface propre et plane de bonne qualité et de bonne condition;
- Utilisez uniquement la quincaillerie d'installation fournie et suivez les étapes d'installation indiquées dans ce manuel;
- Ne pas intercaler de serviette, drap plié ou toute autre matériel entre l'utilisateur et le coussin. Les performances du coussin pourraient en être réduites ou annulées et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter;
- Vérifier la hauteur des appui-bras et ajuster celle-ci au besoin;
- Avant utilisation, laisser le coussin à température ambiante pour éviter un inconfort dû à la chaleur ou au froid;
- Ne jamais placer le coussin de siège et/ou dossier moulé près d'objets pointus;
- Veiller à l'absence de tout corps étranger (miettes, débris, etc.) sur la surface du coussin;
- Nettoyer régulièrement et inspecter périodiquement la condition des composantes du coussin.

Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant l'installation d'un nouveau coussin pour s'assurer de son efficacité.

INSTALLATION DU SIÈGE MOULÉ

Votre coussin de siège moulé s'installe facilement avec des bandes velcro.

Deux bandes velcro auto-adhésives sont attachées à deux bandes velcro fixées sur le dessous de la housse esthétique du coussin.

Avant l'installation :

- Assurez-vous que la plaque de siège est propre et sèche.
 - Vérifiez que les coutures de la housse sont bien alignées avec les bords du coussin.
1. Enlever la pellicule protectrice des velcros autocollants;
 2. Positionner le coussin sur la plaque de siège;
 3. Appuyez fermement sur le coussin pour bien coller les velcros sur la plaque de siège.

INSTALLATION DU SYSTEME DE FIXATION DU DOSSIER

Selon le système de fixation choisi, votre dossier peut être installé devant les montants de dossier (système de montage standard) ou derrière les montants de dossier (système de montage encastré).

Les deux systèmes comprennent le matériel suivant :

4 Équerres simples

Les différentes longueurs vous permettent plusieurs profondeurs d'ancrage.



4 Crochets d'ancrage

Les différentes longueurs vous permettent plusieurs profondeurs d'ancrage.



Plaque de dossier

4 Ancrages d'équerre




4 Stabilisateurs fixes




Étape 1: Installer les équerres simples

Outil requis : Clé Allen de 4mm

1. Positionnez l'équerre simple **A** sur la plaque de dossier;
2. Placez l'ancrage d'équerre **B** sur l'équerre simple **A**;
3. Placez le embout fileté **C** sur le côté opposé de la plaque de dossier;
4. Placez la rondelle **D** sur la vis **E** et insérez la vis à travers l'équerre simple, l'ancrage d'équerre et la plaque de dossier et dans l'embout fileté **C**;
5. Positionnez l'équerre verticalement et horizontalement, puis serrez fermement la vis **E**;
6. Répétez ces étapes pour les quatre équerres simples.



Le produit doit être conforme à l'illustration :




Note : Il est très important d'aligner le côté droit et le gauche au même niveau. De plus, vérifier que l'alignement vertical est le même de chaque côté.


Étape 2 : Installer les crochets d'ancrage

Outil requis : Clé Allen de 3 mm

1. Alignez le crochet d'ancrage **A** avec l'équerre simple **B** à la profondeur souhaitée;
2. Insérer les vis **C** dans les trous de positionnement du crochet d'ancrage et de l'équerre simple;
3. Installer les rondelles **D**, puis serrer fermement les écrous **E**;
4. Répétez ces étapes pour les quatre crochets d'ancrage.




Le produit doit être conforme à l'illustration :



Étape 3 : Installer les stabilisateurs fixes inférieurs

Outil requis : Clé Allen de 4mm

1. Desserrer la vis **A** et l'écrou **C**;
2. Positionnez le stabilisateur inférieur **B** sur le montant de dossier tel qu'illustré;
3. Réinsérez la vis **A** et placez l'écrou **C** sur l'extrémité de la vis **A**;
4. Positionnez le stabilisateur à la hauteur souhaitée et serrez fermement la vis **A** et l'écrou **C**;
5. Répétez ces étapes pour le deuxième stabilisateur inférieur.




Note : Assurez-vous que les deux stabilisateurs inférieurs sont alignés verticalement.




Étape 4 : Installer la plaque de dossier sur les montants de dossier

1. Placer les crochets d'ancrage **A** sur les montants de dossier;
2. Glisser la plaque de dossier vers le bas jusqu'à ce que les crochets d'ancrage inférieurs **A** reposent sur les stabilisateurs fixes inférieurs **B**.




Le produit doit être conforme à l'illustration :



Étape 5 : Installer les stabilisateurs fixes supérieurs

Outil requis : Clé Allen de 4mm

1. Desserrer les vis **A** et les écrous **C** des deux stabilisateurs supérieurs.
2. Positionnez les stabilisateurs supérieurs **B** sur les montants de dossier tel qu'illustré.
3. Glisser les stabilisateurs supérieurs fixes **B** vers le bas jusqu'à ce qu'ils reposent sur les crochets d'ancrage supérieurs **D**.
4. Serrez fermement les vis **A** et les écrous **C**.



INSTALLATION DU DOSSIER MOULÉ

Selon l'installation du coussin choisi, votre dossier moulé peut être installé avec velcro ou avec le système de plaque ABS et vis amovibles.

Installer le dossier moulé avec velcro

Votre coussin de siège moulé s'installe facilement avec des bandes velcro.

Deux bandes velcro auto-adhésives sont attachées à deux bandes velcro fixées sur le dessous de la housse esthétique du coussin.

Avant l'installation :

- Assurez-vous que la plaque de dossier est propre et sèche.
- Vérifiez que les coutures de la housse sont bien alignées avec les bords du coussin.


1. Enlever la pellicule protectrice des velcros autocollants;
2. Positionner le coussin sur la plaque de dossier;
3. Appuyez fermement sur le coussin pour bien coller les velcros sur la plaque de dossier.

Installer le dossier moulé avec le système de plaque ABS et vis amovibles

1. Positionnez le dossier moulé avec plaque **A** sur la plaque de dossier **B**;

Note : Assurez-vous que les trous de montage sont alignés.

2. Placez les rondelles **C** sur les boutons en étoile **D**;
3. Insérez les boutons en étoile **D** dans les trous de montage;
4. Serrez fermement les 4 boutons en étoile **D** pour fixer le dossier moulé.



ENTRETIEN

Un nettoyage régulier élimine la saleté et permet de prolonger la durée de vie du coussin. Il est recommandé de vérifier chaque composante du coussin lors du nettoyage.

Nettoyage de la housse esthétique :

1. Enlever la housse du coussin en mousse et attacher la fermeture éclair;
2. Laver la housse à la machine à l'eau froide au cycle délicat ou laver à la main avec un détergent doux;
3. Laisser sécher complètement à l'air libre;
4. Réinstaller la housse sur la base en mousse.



AVERTISSEMENT

Ne nécessite pas de repassage.



Nettoyage de l'enveloppe imperméable:

Laver à la main avec de l'eau savonneuse et éponger doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité.
Laisser sécher complètement à l'air libre avant de réinstaller.

Nettoyage de la base en mousse :

1. Enlever la housse esthétique et l'enveloppe imperméable;
2. Essuyer légèrement avec un chiffon humide sans savon ou détergent;
3. Éponger doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité. Laisser sécher complètement à l'air libre;
4. Réinstaller la(les) housse(s) sur la base en mousse.



AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser de savon.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ne jamais mettre la base en mousse dans la laveuse ou la sécheuse.

Entreposage

Les coussins de Physipro^{MC} doivent être entreposés sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter des dispositifs médicaux en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

Les périodes de garantie des pièce(s) et composante(s) du siège et/ou dossier moulé sont comme suit :

Base en mousse, gels et quincaillerie : Deux (2) ans

Housse(s) et revêtement imperméable par pulvérisation : Six (6) mois

Ces garanties limitées couvrent les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut de fabrication sur les pièces et composantes de base et optionnelles de ce produit, pour les durées indiquées ci-dessus, et ce, à compter de la date d'expédition.

Les pièces et les composantes faisant l'objet d'une réparation ou d'un remplacement en application de l'une de ces garanties demeurent assujettis à celle-ci pour la durée restante de la garantie.

Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais durant toute la période de garantie.

Physipro Inc. ne couvre pas :

- a) Les produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence ou qui n'ont pas été entretenus, ni entreposés conformément aux recommandations du fabricant.
- b) Les produits altérés accidentellement ou intentionnellement ou les produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé.
- c) L'usure normale des pièces ou tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures.

Pour le service de garantie

En cas de défaut survenant pendant les périodes de garantie, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Le produit ne doit pas être utilisé ou modifié avant l'inspection du réparateur désigné.

Dans le cas où vous ne recevez pas un service satisfaisant, s'il vous plaît écrivez directement à Physipro Inc., à l'adresse écrite ci-dessous ou par courriel à **order@physipro.com**, veuillez inclure le nom et l'adresse du fournisseur, une courte description du défaut, la date de facturation ainsi que du numéro de série du produit, s'il y a lieu. Ne retournez pas ce produit sans avoir obtenu l'autorisation de retour écrite par Physipro Inc.

Les pièces ou unités défectueuses doivent être retournées pour inspection dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour à l'adresse suivante :

Physipro Inc.
370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7



Exclusion et Limitation

Le respect des précautions et recommandations de sécurité mentionné dans ce manuel est primordial afin d'éviter toutes blessures à l'utilisateur et à autrui. Le réglage inadéquat ou erroné augmente les risques d'accident.

Avant de procéder aux réglages, il est important de lire attentivement l'ensemble du contenu de ce manuel. Physipro Inc. ne sera pas tenu responsable de dommages corporels ou matériels découlant d'une mauvaise utilisation ou de réglages non professionnels.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport ou l'endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Physipro Inc.

Les présentes garanties sont exclusives et remplacent toutes les autres garanties exprimée .



PHYSIPRO[®]

www.physipro.com

Canada



LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com

Europe



Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr