





Date :		N° de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
➔	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
➔	Recevoir l'infolettre Physipro <sup>inc</sup>	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

**\* OPTIONS SANS FRAIS**

LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE DOSSIER.

**(VALIDES SEULEMENT POUR LES SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)**

	Spécification de prix
	Spécification technique

GOUTTIÈRE								
		Cet orthèse pour membre supérieur offre un grand confort et une protection du membre supérieur atteint. La gouttière peut s'installer avec un mécanisme d'ancrage à réglages multiples qui permet des positions latérales et obliques en mode continu sur la tubulure de la partie haute de l'appui-bras ou elle peut s'installer avec une glissière de table qui s'ancre à la garniture d'appui-bras.						
		Options	- Modèle standard ou avec gel - Ancrage au choix		- Mécanisme rabattable - Courroie pour avant-bras			
MODÈLE ET DIMENSION								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D	
Gouttière Standard	Petit	L1 : 4" P1 : 8" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6160	184 \$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moyen	L1 : 4" P1 : 11 ½" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6161		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grand	L1 : 4" P1 : 14" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6162		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inclus: - Forme en ABS - Coussin néoprene	Dimension Non-Standard	➔	L1 : _____ " P1 : _____ " L2 : _____ " P2 : _____ " H : _____ "	TA6163	292 \$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gouttière Avec gel	Petit	L1 : 4" P1 : 8" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6176	225 \$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moyen	L1 : 4" P1 : 11 ½" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6177		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grand	L1 : 4" P1 : 14" H : 2" L2 : 6" P2 : 7 ½"			TA6178		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inclus: - Forme en ABS - Coussin en gel et néoprene	Dimension Non-Standard	➔	L1 : _____ " P1 : _____ " L2 : _____ " P2 : _____ " H : _____ "	TA6183	333 \$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHOIX D'ANCRAGE								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX		
	Glissière de table en ABS - Ajustable en profondeur		Gauche	PH-00174	24 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>		
			Droite	PH-00175		<input type="checkbox"/>		
	Glissière de table en aluminium - Ajustable en profondeur		Gauche	TA6145	52 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>		
			Droite			<input type="checkbox"/>		
	Mécanisme d'ancrage à réglages multiples (S'installe sur tubulure de 7/8" en diamètre)			TA6180	97 \$	<input type="checkbox"/>		
OPTIONS								
	 <b>NON COMPATIBLE</b> avec les glissières de table. <b>INCLUS</b> le mécanisme d'ancrage de réglages multiples.			TA6550	237 \$	<input type="checkbox"/>		
	Mécanisme rabattable - Permet d'abaisser l'appui-main.							
	Courroie pour avant-bras - Empêche le membre supérieur de glisser hors de la gouttière.			TA6175	19 \$ ch. *	<input type="checkbox"/>		

**CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?**

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :